

耐优 SC10 系列

旋转板栈

全自动孔板存取功能,通过RS232接口实现远程控制,标配垂直升降存取板架,能够自动将孔板运抵栈外中转平台,无需机械手臂额外干预。


灵活的板位设计,提供80-320块不同高度的孔板存储空间,支持全面的随机访问,四个栈外中转平台位置任选,最大程度满足实验室自动化集成的需求。



超大容量 自动存取

产品特点

- ❖ 孔板自动存取,无需机械手臂干预
- ❖ 断电自锁,防止孔板掉落
- ❖ 灵活兼容不同高度孔板
- ❖ 内置自动感应照明
- ❖ 四个存取位置可选
- ❖ 手动/自动模式随意切换



产品参数

产品型号	SC-10-B-L/ SC-10-B-LB/ SC-10-B-R/ SC-10-B-RB
尺寸(W×D×H)	720mm×860mm×1030mm
	860mm×720mm×1030mm
重量	115KG
电源	110~240V, 50/60Hz
兼容耗材	ANSI/SLAS footprint尺寸全裙边孔板(H≤70mm)
容量	80盒200μl吸头盒/100块深孔板/200块微孔板/320块1536孔板
单板平均访问时间	15S
条码扫描	一维码、二维码



耐优生物技术(上海)有限公司

电话:021-50880570

地址:上海市闵行区陈行公路2168号浦江智慧
广场11B幢5F

 www.nayolab.com