

NR-2500 高内涵高通量筛选系统

应用


NR-2500 高内涵高通量筛选系统可适配各种细胞学筛选, 同时配备多功能酶标仪, 可以在单个实验中捕获丰富的细胞表型信息, 同时也可得到的定量数据。该系统提供了一个端到端的解决方案, 在细胞培养、处理和孵育, 直至成像、分析和数据处理方面对实时 2D/3D 细胞开发流程进行标准化, 从而规模化地提供一致、无偏见且具有生物相关性的结果。

组件


耐优 Flex750EXT 机械臂	EnVision®多功能酶标仪
耐优 A8 pro 8+2 液体工作站	4titude®自动封膜机
耐优 SC-10 旋转板栈	BioFluidX BioSpot Custom BT600 分液器
Opera Phenix™ Plus 高内涵成像仪	LICONIC StoreX STX 培养箱 (2 台)



HEPA风扇过滤装置 (数量:2)



NR-2500 高内涵高通量筛选系统



亮点

- Opera Phenix Plus 高内涵筛选系统采用创新光学设计, 通过极其灵敏的共聚焦成像与同步采集, 在前所未有的高通量下提供丰富的信息
- 系统的灵活性允许低通量及高通量的操作, 满足不同情况下的研究需求, 无论是简单的检测还是复杂的筛选工作都可支持
- 整合多款辅助设备, 可全流程完成各种检测流程
- 实现低密度板、高密度板和管的从小体积到大体积的移液操作
- 精确调节, 无论您的日常通量要求如何, 均可提供一致的孔板培养处理
- 系统每天工作的可靠性, 确保您可以顺利完成您的工作

仅供研究使用, 不可用于临床诊断。



耐优生物技术(上海)有限公司

电话: 021-50880570

地址: 上海市闵行区陈行公路2168号浦江智慧广场11B幢5F

www.cn.nayolab.com