

NR-1200 基因合成及组装系统


应用

基因合成:在 96 孔板中实现从 PCA/PCR 到克隆的自动化步骤, 设置并执行 PCA 反应、PCR 片段纯化、归一化, 设置并执行克隆反应。

组件

耐优 Flex750 机械臂	VICTOR® Nivo™多功能酶标仪
耐优 A8 pro 8+2 液体工作站	lid::handler™板盖处理器&BC 识别器
耐优 N96S 液体工作站	耐优 SC-10 旋转板栈
Biometra® TRobot 全自动 96 孔 PCR 仪	耐优 MCHS 系列振荡器





亮点

- 加入矿物油进行 PCR 反应, 以防蒸发
- 热循环仪也可用作灵活加热板 (外盖开启)

仅供研究使用, 不可用于临床诊断。



耐优生物技术 (上海) 有限公司
电话: 021-50880570
地址: 上海市闵行区陈行公路2168号浦江智慧广场11B幢5F
www.nayolab.com