

NR-2400 精准医疗药敏检测系统



应用

三维细胞培养 (培养基交换、传代)、药物筛选、成像/HCS; 完全交错、动态控制、多日流程; 自定义用户界面

组件

耐优 Flex750 机械臂 (1.5 米轨道上)	VICTOR® Nivo™ 多功能酶标仪
耐优 A8 pro 8+2 液体工作站	Agilent® 微孔板离心机
OPERA® Phenix™ HCS 高内涵系统	Labcyte® ECHO® 液体处理器
OPERETTA® CLS™ 高内涵分析系统	LiCONiC StoreX STX-500 自动培养箱





自定义用户界面

亮点

- 系统设计充分利用可用实验室空间, 将 OPERA® Phenix™/Operetta® CLS™、A8 pro/Labcyte® ECHO® 仪器叠放于台面下的可移动实验室推车上

仅供研究使用, 不可用于临床诊断。

